

# Fact – Sheet - MEDCu

Le cuivre est un micronutriment essentiel de notre organisme, présentant une efficacité significative contre les bactéries, les virus et les mycoses. Comme le cuivre est un produit endogène, il n'y a pas de réactions négatives au MedCu.

Le cuivre est un élément important pour la cicatrisation des plaies et a un effet positif dans chaque phase de la cicatrisation.

## Descriptif :

- Pansement antimicrobien imprégné d'oxyde de cuivre
- „Absorbe l'exudat“ antimycotique, antibactérien, antiviral
- Antimycotique, antibactérien, antiviral
- Le cuivre participe à toutes les phases de la cicatrisation des plaies, comme la granulation, la néo-angiogénèse, la formation de fibroblastes, la formation des synthèses matricielles (collagène, acide hyaluronique, protéines structurelles), l'établissement des facteurs de croissance ainsi que les cellules immunocompétentes

## Indications

- Ulcères diabétiques
- Plaies chroniques
- Plaies chirurgicales
- Plaies aiguës
- Brûlures 1 et 2 degrés a et b



Début du traitement avec MedCu



Au bout de 14 jours



au bout de 26 jours

## Propriétés :

- MedCu agit comme un réservoir de cuivre et apporte du cuivre en continu à la plaie
- Composé d'une couche intérieure absorbante et d'une couche extérieure non adhérente
- Ce pansement peut être laissé en place jusqu'à 7 jours
- Application et retrait faciles et indolores
- Peut-être découpé
- Très bonne tolérance
- Pas de contre-indications
- Livrable avec et sans bordure



Número d'article	Dimensions	Nombre de couches	Bord collant	Absorption w/w	Unite de vente	Pharmaco-code
2C-0506-01	5x6	2	no	750%	10	1028048
2C-1012-01	10x12	2	no	1000%	10	1028049
2C-1020-01	10x20	2	no	1000%	10	1028050
2C-2020-01	20x20	2	no	1000%	10	1028051
2C-0505-01a	10x10 (5x5 innen)	2	oui	750%	10	1028052
2C-1025-01a	10x25 (5x20 innen)	2	oui	750%	10	1028053
3C-1012-01	10x12	3	no	800%	10	1028054